

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK - RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK, ORANGE

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK The Eleven 10® RIGID TQ Case® for the C-A-T® Gen 7 is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the C-A-T® Tourniquet (Gen 7 and Older Generations) utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage hole at the bottom of the case Medical identifying PVC cross patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK, ORANGE
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043714
- Mfr. No.: E10-3021B-ORG
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615670178

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ CASE für CAT ELEVEN 10](#)
- [English: Rigid TQ Case for CAT with TEKLOK Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier RIGID TQ Case®](#)
- [Suomi: RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RIGID TQ Case® pro CAT® Gen 7](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ CASE für CAT ELEVEN 10

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10® RIGID TQ Case® für den CAT® Gen 7. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf Ihren Tourniquet zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Sie in Notfällen gut vorbereitet sind. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das RIGID TQ Case regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die richtigen Notfallmaßnahmen und die Verwendung des Tourniquets.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das RIGID TQ Case nur mit dem CAT® Tourniquet (Gen 7 und ältere Generationen).
- Achten Sie darauf, dass der Tourniquet sicher im Gehäuse sitzt, um ein versehentliches Herausfallen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des RIGID TQ Case:

- Wählen Sie eine geeignete Montageposition, z. B. an Ihrem Dienstgurt oder einer MOLLE/PALSKompatiblen Weste.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Montageoptionen (z. B. BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung oder Tactical Tailor Malice Clip).
- Befestigen Sie das RIGID TQ Case sicher, um ein Verrutschen zu vermeiden.

2. Zugriff auf den Tourniquet:

- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse so montiert ist, dass Sie schnell auf den Tourniquet zugreifen können.
- Greifen Sie den freiliegenden Teil des Tourniquets und ziehen Sie schnell, um es zu lösen.
- Üben Sie den Zugriff auf den Tourniquet regelmäßig, um im Notfall vorbereitet zu sein.

3. Sicherung des Materials:

- Verwenden Sie das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung für die korrekte Anwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des RIGID TQ Case ordnungsgemäß entsorgt werden, um

Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich über die entsprechenden Kontaktstellen in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform zu prüfen, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Rigid TQ Case for CAT with TEKLOK Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Rigid TQ Case® for the CAT® Gen 7. This hardsided tourniquet case is designed for quick access to your tourniquet during emergencies. Please follow these safety instructions to ensure safe usage and optimal performance of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Rigid TQ Case is used only for its intended purpose: to hold and deploy the CAT® Tourniquet.
- Regularly inspect the case for any signs of wear or damage. Do not use if the case is compromised.
- Store the case in a secure location that is easily accessible in emergencies.
- Keep the case and its contents away from children and vulnerable individuals to prevent misuse.
- Always adhere to local laws and regulations regarding the use and carrying of medical equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the tourniquet is properly secured within the case before any activity.
- When deploying the tourniquet, ensure that your hands are clean and dry to avoid slipping.
- Avoid using excessive force when pulling the tourniquet from the case; it is designed for easy release.
- Be aware of your surroundings when accessing the tourniquet to avoid accidents.
- In case of any malfunction or issues with the case, cease use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- The Rigid TQ Case can be mounted on a duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or a Safariland® drop leg holster.
- To mount on a duty belt:
 - Use the BladeTech TEKLOK Belt Attachment, which fits belts up to 2.25 inches.
 - Securely attach the case to the belt ensuring it is stable and will not shift during movement.
- For MOLLE/PALS vest mounting:
 - Thread the straps through the appropriate webbing on your vest.
 - Ensure the case is securely fastened and will not detach during use.
- For drop leg holster mounting:
 - Attach the case to the Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position.
 - Ensure that the mounting hardware is secure (sold separately).
- Use the included Vibratite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained.

Usage

- To deploy the tourniquet:
 - Grasp the exposed portion of the tourniquet.
 - Pull swiftly to release it from the case.
- Follow the manufacturer's instructions for using the CAT® Tourniquet once it is deployed.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rigid TQ Case responsibly in accordance with local waste disposal regulations.

- If the case is damaged or no longer in use, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure safe and effective use of the Rigid TQ Case.

Guide de Sécurité pour le Boîtier RIGID TQ Case®

Introduction

Félicitations pour votre achat du Boîtier RIGID TQ Case® d'Eleven 10® pour le CAT® Gen 7. Ce produit est conçu pour vous fournir un accès rapide à votre garrot en cas d'urgence. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du boîtier et du garrot pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants, car il est destiné à un usage adulte.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel de la santé ou un formateur qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case® uniquement pour le stockage et le déploiement de garrots CAT®.
- Évitez d'exposer le boîtier à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne forcez pas le garrot hors du boîtier. Utilisez un mouvement rapide et contrôlé pour le libérer.
- Assurez-vous que le boîtier est correctement fixé à votre ceinture ou à votre gilet avant de l'utiliser.
- En cas de déploiement du garrot, suivez les procédures de premiers secours appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Boîtier :

- Choisissez un emplacement approprié sur votre ceinture de service ou votre gilet MOLLE/PALS.
- Utilisez le clip BladeTech TEKLOK pour fixer le boîtier à votre ceinture (jusqu'à 2,25" de large) ou le clip Malice de Tactical Tailor pour le montage MOLLE.
- Assurez-vous que le boîtier est solidement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation du Boîtier :

- Pour accéder au garrot, saisissez la partie exposée et tirez rapidement.
- En cas de mains ensanglantées ou mouillées, le design du boîtier permet un déploiement à une main.
- Ne tentez pas de retirer le garrot avec des mouvements brusques qui pourraient endommager le boîtier ou le garrot.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé ou usé, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter toute utilisation non intentionnelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le site web d'Eleven 10® ou contacter un professionnel qualifié.

Remarque : Utilisez le Vibratite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration souhaitée obtenue. Des instructions sont incluses avec le produit.

En suivant ces directives, vous pouvez utiliser le Boîtier RIGID TQ Case® en toute sécurité et efficacité. Merci de votre attention et restez en sécurité.

RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kuljettaa CAT® (Combat Application Tourniquet) kiinnitystä kriittisissä tilanteissa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja asennukset ovat tiukkoja ja kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on kuvattu tässä käyttöohjeessa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöönottoa.
- Älä yritä avata tai purkaa tuotetta ilman asianmukaista koulutusta.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa, ellei toisin mainita.
- Vältä tuotteen altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.
- Jos tuote altistuu kosteudelle, kuivaa se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspaikka, kuten työvyö tai MOLLE/PALSyhteensopiva liivi.
- Käytä mukana tulevaa Vibratiteä varmistaaksesi kiinnityksen halutussa kokoonpanossa.
- Kiinnitä tuote ohjeiden mukaan:
 - Voit asentaa sen pystysuoraan, vaakasuoraan, vinottain tai käänteisesti.
 - Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Ota kiinnitys esiin pitämällä siitä kiinni ja vedä nopeasti, jotta se vapautuu.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun käytät kiinnitystä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä kriittisissä tilanteissa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Kiitos, että valitsit RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7. Toivomme, että tämä tuote palvelee sinua hyvin ja että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita sen käytössä.

Návod k bezpečnému používání RIGID TQ Case® pro CAT® Gen 7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case® od Eleven 10®. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a snadné uchovávání a přístup k vašemu tourniquetu v kritických situacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte RIGID TQ Case® podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které by mohly výrobek používat nesprávně.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- RIGID TQ Case® je určen pouze pro uchovávání a přístup k tourniquetům CAT® Gen 7 a starším generacím.
- Před použitím zajistěte, aby byl tourniquet správně umístěn v pouzdře.
- Ujistěte se, že pouzdro je bezpečně připevněno k opasku, vestě nebo jinému montážnímu systému, aby nedošlo k jeho uvolnění během pohybu.
- Při extrakci tourniquetu z pouzdra postupujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Montáž pouzdra:

- Použijte přiložený BladeTech TEKLOK Belt Attachment pro upevnění na služební opasek (až do šířky 2,25").
- Alternativně můžete použít Tactical Tailor Malice Clip pro připojení k MOLLE/PALS systémům.
- Ujistěte se, že je montážní hardware pevně připevněn a zajištěn pomocí přiloženého Vibratite.

2. Uložení tourniquetu:

- Otevřete RIGID TQ Case® a vložte tourniquet tak, aby byl správně umístěn.
- Zkontrolujte, že je tourniquet bezpečně držen na místě pomocí tření.

3. Použití tourniquetu:

- V případě potřeby uchopte vystavenou část tourniquetu a rychlým tahem ji uvolněte z pouzdra.
- Ujistěte se, že máte volné ruce a dostatečný prostor pro manipulaci s tourniquetem.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku se ujistěte, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat nebo upravovat, pokud je poškozen.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně používání RIGID TQ Case® nebo pro hlášení nebezpečných situací, prosím, kontaktujte příslušné orgány nebo výrobce.

Tyto pokyny byly vytvořeny v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a mají za cíl zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RIGID TQ Case®. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete uvedené pokyny.