

# RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK - RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, BLACK

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK The Eleven 10® RIGID TQ Case® for the C-A-T® Gen 7 is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the C-A-T® Tourniquet (Gen 7 and Older Generations) utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage hole at the bottom of the case Medical identifying PVC cross patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



## Attributes

- Name: RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, BLACK
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043716
- Mfr. No.: E10-3021M-BLK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615670192

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7](#)
- [English: RIGID TQ Case Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case® d'Eleven 10®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RIGID TQ CASE FOR CAT MED TEKLOK](#)
- [Suomi: RIGID TQ CASE FOR CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití RIGID TQ Case®](#)

# Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RIGID TQ Case für den CAT Gen 7 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir schnellen Zugriff auf deinen Tourniquet zu ermöglichen, wenn jede Sekunde zählt. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um ein versehentliches Spielen oder Missbrauch zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Produkt Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung aufweist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Tourniquet sicher im RIGID TQ Case gehalten wird und keine Riemen oder Klappen im Weg sind.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du bemerkst, dass es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist.
- Bei blutigen oder nassen Händen kann das RIGID TQ Case weiterhin einhändig bedient werden, aber achte darauf, dass du den freiliegenden Teil des Tourniquets gut greifen kannst.
- Verwende das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Montageoptionen:** Du kannst das RIGID TQ Case an deinem Dienstgurt, einer MOLLE/PALSKompatiblen Weste oder in der Zubehörposition an deinem Safariland Drop Leg Holster montieren.
- **Befestigung:**
  - Polizeidienstgurt: BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung passt bis zu einem 2,25 Zoll Gürtel.
  - MOLLE/PALSBefestigung: Tactical Tailor Malice Clip.
- **Höhenanpassung:** Das RIGID TQ Case kann in mehreren Montagepositionen angepasst werden (vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt).
- **Entwässerungsloch:** Achte darauf, dass das Entwässerungsloch am Boden des Gehäuses frei von Blockaden ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gelangt, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen dir helfen, das RIGID TQ Case sicher und effektiv zu nutzen. Achte stets auf deine Sicherheit und die anderer, wenn du das Produkt verwendest.

# RIGID TQ Case Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the RIGID TQ Case for CAT with TEKLOK. This product is designed to provide secure and easy access to your tourniquet in emergency situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always ensure the RIGID TQ Case is securely mounted before use.
- Regularly inspect the case for any signs of wear or damage.
- Keep the case clean and free from debris to ensure proper functionality.
- Store the tourniquet in the case according to the manufacturer's instructions.
- Do not modify the case or its mounting hardware.
- Avoid exposing the case to extreme temperatures or harsh chemicals.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tourniquet is properly seated in the case before attempting to deploy it.
- Practice using the case in a safe environment to familiarize yourself with the deployment mechanism.
- Use the case only for its intended purpose; do not use it for carrying other items.
- Be cautious when using the case in highstress situations; maintain focus to ensure proper deployment.
- If you notice any difficulties in deploying the tourniquet, stop using the case immediately and inspect it for issues.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Select a Mounting Location:** Choose a location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.
2. **Attach the Case:**
  - For duty belt use, ensure the BladeTech TEKLOK Belt Attachment fits securely on belts up to 2.25 inches.
  - For MOLLE/PALS vests, weave the straps through the webbing securely.
  - For drop leg holsters, attach the case in the accessory position using the appropriate mounting hardware (sold separately).
3. **Secure the Hardware:** Utilize the included Vibratite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained.

### Usage

1. **Accessing the Tourniquet:**
  - To deploy the tourniquet, grasp the exposed portion of the tourniquet.
  - With a swift pull, the tourniquet will release from the case.
2. **Reinserting the Tourniquet:**
  - After use, ensure the tourniquet is correctly reinserted into the case for safe storage.
  - Regularly check the fit of the tourniquet in the case to ensure it remains secure.

## Disposal Instructions

- Dispose of the RIGID TQ Case according to local waste management regulations.
- If the case is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.

- Ensure that any used tourniquets are disposed of in accordance with medical waste regulations.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or product support, please reach out to the designated EU contact point associated with this product. Ensure you have your product details available for reference.

## **Conclusion**

Your safety is paramount. By following these guidelines, you can ensure the effective use of the RIGID TQ Case for CAT with TEKLOK. Always prioritize safety and stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to these important safety instructions.

# Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case® d'Eleven 10®

## Introduction

Le RIGID TQ Case® est conçu pour offrir un accès rapide à votre garrot CAT® Gen 7, ce qui est essentiel dans des situations d'urgence. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation afin de garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le RIGID TQ Case® est utilisé uniquement pour le stockage et le déploiement de garrots CAT®.
- Vérifiez régulièrement l'état du boîtier et du garrot pour vous assurer qu'ils ne présentent pas de dommages.
- Ne jamais modifier le boîtier ou le garrot de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, consultez un professionnel de la santé ou un formateur en premiers secours.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case® uniquement comme prévu. Ne pas l'utiliser pour d'autres objets.
- Assurez-vous que le garrot est bien en place dans le boîtier avant de le porter.
- En cas de déploiement, utilisez une seule main pour retirer le garrot rapidement, surtout si vos mains sont mouillées ou ensanglantées.
- Ne pas forcer le garrot hors du boîtier si vous rencontrez une résistance. Vérifiez que le garrot est correctement positionné.
- Évitez de porter le boîtier dans des situations où il pourrait être endommagé par des impacts ou des chocs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Choix de la Position de Montage:

- Vous pouvez monter le RIGID TQ Case® sur votre ceinture de service, un gilet compatible MOLLE/PALS, ou sur un holster de cuisse Safariland®.

#### 2. Utilisation des Options de Montage:

- Pour une ceinture de service, utilisez l'attache BladeTech TEKLOK, qui convient à une ceinture jusqu'à 2,25 pouces.
- Pour le montage MOLLE/PALS, utilisez le clip Malice de Tactical Tailor.

#### 3. Sécurisation:

- Utilisez le Vibratite inclus pour sécuriser les vis et le matériel en place une fois que vous avez trouvé la configuration souhaitée.

## Utilisation

### 1. Accès au Garrot:

- Pour déployer le garrot, saisissez la partie exposée et tirez rapidement. Le garrot se libérera grâce à la friction.

### 2. Vérification du Garrot:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le garrot est en bon état et qu'il n'y a pas de déchirures ou d'usure.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le RIGID TQ Case® ou le garrot CAT® est endommagé ou ne peut plus être utilisé, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Ne jetez pas le produit dans des zones protégées ou sensibles à l'environnement.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide vous aidera à utiliser le RIGID TQ Case® de manière efficace et en toute sécurité. Rappelez-vous que la sécurité est primordiale, surtout dans des situations d'urgence.

# Bruksanvisning for RIGID TQ CASE FOR CAT MED TEKLOK

## Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RIGID TQ Case for CAT. Dette produktet er designet for å gi deg rask tilgang til tourniquetet ditt når hvert sekund teller. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og installasjon.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at tourniquetet er riktig plassert i etuiet før bruk.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan bli utsatt for ekstreme forhold som høy varme eller fuktighet.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Ha alltid en plan for rask tilgang til tourniquetet i nødsituasjoner.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering av RIGID TQ Case:

- Fest etuiet til tjenestebeltet, MOLLE/PALSkompatibel vest, eller i tilbehørsposisjonen på din Safariland® drop leg holster.
- Juster høyden på etuiet etter behov. Det kan monteres vertikalt, horisontalt, skrått eller invertert.
- Bruk det medfølgende Vibratite for å sikre at utstyret holder seg på plass i ønsket konfigurasjon.

### 2. Bruk av RIGID TQ Case:

- Grip den eksponerte delen av tourniquetet.
- Dra raskt for å frigjøre tourniquetet fra etuiet.
- Sørg for at du har en klar forståelse av hvordan du bruker tourniquetet i en nødsituasjon.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utløpt eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering av plast og andre materialer.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre din egen sikkerhet og effektiviteten til produktet. Takk for at du valgte RIGID TQ Case for CAT.

# **RIGID TQ CASE FOR CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet**

## **Johdanto**

Tervetuloa RIGID TQ Case® CAT® Gen 7 käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu ensisijaisesti ensiaputarvikkeiden säilyttämiseen ja nopeaan käyttöön kriittisissä tilanteissa.

## **Yleiset Turvallisuusohjeet**

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

## **Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä**

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos kätesi ovat veriset tai märät, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.
- Varmista, että käytät mukana tulevaa Vibratiteä kiinnityksen varmistamiseen.

## **Asennus ja Käyttöohjeet**

### **1. Asennus:**

- Valitse haluamasi kiinnitysratkaisu (esim. BladeTech TEKLOK tai Tactical Tailor Malice Clip).
- Kiinnitä tuote työvyöhön tai MOLLE/PALSyhteensopivaan liiviin.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

### **2. Käyttö:**

- Ota kiinnityksestä esiin oleva osa yhdellä kädellä.
- Vedä nopeasti, jotta kiinnitys vapautuu.
- Varmista, että tuote on helposti saavutettavissa kriittisissä tilanteissa.

## **Hävittämisohteet**

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## **Lisätietoja ja Tuki**

- Kaikki Eleven 10®:n tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja koottu Yhdysvalloissa.
- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

## Huomautukset

- Tämä tuote on suunniteltu ensisijaisesti aikuisille ja ammattilaisille. Varmista, että lapset eivät pääse käsiksi tuotteeseen.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotetiedoista tai varoista.

Kiitos, että valitsit RIGID TQ Case® CAT® Gen 7! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

# Návod k bezpečnému použití RIGID TQ Case®

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case® od Eleven 10®. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování vašeho tourniquetu CAT® Gen 7. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si přečetli následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- RIGID TQ Case® je určen pouze pro uchování tourniquetu CAT® Gen 7 a starších generací.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které by mohly výrobek použít nevhodně.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nebo znečištění.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací na opasek nebo vestu zkontrolujte, zda je výrobek správně upevněn.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro rychlé uvolnění tourniquetu.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Montáž na opasek nebo vestu:

- Upevněte RIGID TQ Case® pomocí BladeTech TEKLOK Belt Attachment na opasek do šířky 2,25 palce nebo připojte k MOLLE/PALS systémům pomocí Tactical Tailor Malice Clip.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně a bezpečně uchycen.

### 2. Použití:

- Při nasazení tourniquetu uchopte vystavenou část a rychlým tahem ji uvolněte.
- Zajistěte, aby vaše ruce byly čisté a suché, aby nedošlo k uklouznutí při manipulaci.

### 3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte výrobek čistý a suchý.

## Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko náhodného použití.

## Informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty Eleven 10® jsou navrženy, vyráběny a sestavovány v USA.

Děkujeme, že jste si vybrali RIGID TQ Case®. Vaše bezpečnost je naší prioritou.