

RIGID TQ CASE FOR SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, BLACK

The RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TT-W can hold the SOF®TT or the SOF®TT-Wide tourniquets. The Eleven 10® RIGID TQ Case® is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features:

- Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment
- Holds the SOF®TT/SOF®TT-W utilizing friction
- Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying
- Injection Molded Case to stand up to rugged LE/MIL usage
- Drainage Hole at the bottom of the case
- Medical Identifying PVC Cross Patch included
- Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted)
- Available Mounting Options - Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt), or MOLLE/PALS Attachment (Tactical Tailor Malice Clip)
- Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately)

NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID SOFTT/SOFTT-W CASE W/TEK-LOK, BLACK
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043721
- Mfr. No.: E10-3011B-BLK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615668236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für SOF®TT/SOF®TTW](#)
- [English: RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW](#)
- [Suomi: RIGID TQ CASE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RIGID TQ CASE](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für SOF®TT/SOF®TTW

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIGID TQ Case für SOF®TT/SOF®TTW von Eleven 10. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir schnellen und sicheren Zugriff auf dein Tourniquet zu ermöglichen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist für den Einsatz durch Erwachsene und geschulte Fachkräfte gedacht.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bei unsachgemäßer Verwendung können Verletzungen oder andere Gefahren auftreten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Tourniquet korrekt im Gehäuse sitzt, bevor du es anlegst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen am Gehäuse zu verhindern.
- Achte darauf, dass das Gehäuse sicher an deinem Gürtel oder deiner Weste befestigt ist, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Verwende das RIGID TQ Case nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Gehäuses:

- Wähle eine geeignete Montageposition (z.B. Dienstgürtel oder MOLLE/PALSkompatible Weste).
- Verwende die mitgelieferten Montageoptionen (z.B. BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung oder Tactical Tailor Malice Clip).
- Montiere das Gehäuse in der gewünschten Position (vertikal, horizontal, schräg oder umgekehrt).
- Stelle sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind und das Gehäuse sicher sitzt.

2. Verwendung des Tourniquets:

- Ziehe den freiliegenden Teil des Tourniquets schnell, um es freizugeben.
- Achte darauf, dass du das Tourniquet mit einer Hand anwenden kannst, auch wenn deine Hände blutig oder nass sind.

3. Sicherung des Gehäuses:

- Verwende das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Eine Anleitung zur Anwendung des Vibratite ist im Lieferumfang enthalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, das Produkt nicht in den normalen Hausmüll zu werfen, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen über das RIGID TQ Case wende dich bitte an den Kundenservice von Eleven 10.

Bitte beachte, dass alle Produkte von Eleven 10 in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Halte dich an diese Sicherheitshinweise, um die beste Leistung und Sicherheit deines RIGID TQ Case zu gewährleisten.

RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIGID TQ Case for the SOF®TT/SOF®TTW. This product is designed to provide secure and accessible storage for your tourniquets, ensuring they are ready for rapid deployment when needed. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with EU regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the RIGID TQ Case is used only for its intended purpose, which is to hold the SOF®TT or SOF®TTW tourniquets.
- Regularly inspect the case for any signs of damage or wear. Do not use a damaged case.
- Keep the case and its contents out of reach of children to prevent accidental use.
- Use the case only as instructed to avoid injury or malfunction.
- Report any unsafe conditions or incidents immediately to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the tourniquet is securely held in place within the RIGID TQ Case before use.
- Be aware that the case is designed for onehanded deployment. Practice using the case to ensure you are familiar with its operation.
- Avoid exposing the case to extreme temperatures or harsh chemicals that could damage the material.
- When mounted on a belt or vest, ensure that it is securely attached to prevent accidental detachment.
- If you notice any difficulty in accessing the tourniquet, stop using the case and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Choose the desired mounting location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.
2. For police duty belt installation, use the BladeTech TEKLOK Belt Attachment for belts up to 2.25 inches wide.
3. For MOLLE/PALS installation, use the Tactical Tailor Malice Clip.
4. If using a Safariland® Drop Leg Shroud, ensure the mounting hardware is securely attached (sold separately).
5. Utilize the included Vibratite to secure all hardware in place once the desired configuration is obtained.

Usage

1. To deploy the tourniquet, grasp the exposed portion of the tourniquet firmly.
2. Pull swiftly to release the tourniquet from the case.
3. Follow the manufacturer's guidelines for applying the tourniquet effectively in an emergency situation.

Disposal Instructions

- Dispose of the RIGID TQ Case in accordance with local regulations for plastic waste.
- If the case is damaged and no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIGID TQ Case, please refer to the manufacturer's website or contact the designated customer support channel.

Thank you for taking the time to read these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your RIGID TQ Case for SOF®TT/SOF®TTW.

Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case pour SOF®TT/SOF®TTW

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIGID TQ Case pour les tourniquets SOF®TT/SOF®TTW d'Eleven 10®. Cet étui rigide est conçu pour offrir un accès rapide à votre tourniquet dans des situations d'urgence. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions et les recommandations de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'étui et du tourniquet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez toutes les instructions de montage et d'utilisation fournies pour éviter des accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais forcer le tourniquet hors de l'étui si vous rencontrez des résistances.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance, comme des températures très élevées ou très basses.
- Assurez-vous que l'étui est correctement fixé à votre ceinture ou à votre équipement avant utilisation.
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Choisissez votre position de montage** : Vous pouvez monter le RIGID TQ Case sur votre ceinture de service, un gilet MOLLE/PALS, ou sur un shroud drop leg Safariland®.
2. **Fixation** : Utilisez l'attache BladeTech TEKLOK pour une ceinture jusqu'à 2.25" ou l'attache MOLLE/PALS (clip Malice de Tactical Tailor).
3. **Sécurisation** : Utilisez le Vibratite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration désirée obtenue. Des instructions sont incluses pour vous guider.

Utilisation

1. **Accès au tourniquet** : Pour déployer le tourniquet, saisissez la partie exposée et tirez d'un coup sec. Cela permet un déploiement à une main, même dans des conditions difficiles.
2. **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifiez que le tourniquet est bien en place et que l'étui n'est pas endommagé.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou est endommagé, suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements médicaux.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent à votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité appropriées.

Conclusion

Le RIGID TQ Case est un outil essentiel pour un accès rapide à votre tourniquet. En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez vigilant et informé pour une utilisation optimale de votre produit.

RIGID TQ CASE Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIGID TQ Case koteloon! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kätevä tapa kuljettaa SOF®TT ja SOF®TTW tourniquetit. Tässä oppaassa esittelemme turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että tourniquet on kunnolla kiinnitetty koteloon ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa käyttää tuotetta ilman esteitä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä hätätilanteessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva kiinnityspaikka (esim. vyö, MOLLE/PALSyhteensopiva liivi).
- Kiinnitä RIGID TQ Case kotelo valitsemallesi kiinnitysalustalle.
- Käytä mukana tulevaa Vibratiteä varmistaaksesi kiinnitystarvikkeet paikallaan.
- Tarkista, että kotelo on tukevasti kiinnitetty ja että se ei liiku.

2. Käyttö:

- Ota kiinni tourniquetin näkyvästä osasta.
- Vedä nopeasti, jotta tourniquet vapautuu kotelosta.
- Käytä tourniquetia välittömästi, jos tilanne sitä vaatii.
- Muista, että on tärkeää toimia nopeasti hätätilanteissa.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa.
- Kaikki Eleven 10® tuotteet on testattu ja hyväksytty turvallisuusstandardien mukaisesti.

Kiitos, että valitsit RIGID TQ Case kotelo. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Návod k bezpečnému používání RIGID TQ CASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ CASE pro SOF®TT/SOF®TTW. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování a přístup k vašemu tourniquetu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů se obraťte na zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením tourniquetu se ujistěte, že máte čisté a suché ruce.
- Zkontrolujte, zda je tourniquet správně umístěn v pouzdře a není poškozen.
- V případě nouze použijte tourniquet co nejrychleji a podle pokynů.
- Pokud se tourniquet uvolní nebo nefunguje správně, okamžitě jej zkontrolujte a vyměňte, pokud je to nutné.
- Nezapomeňte, že RIGID TQ CASE je navržen pro rychlý přístup, proto se ujistěte, že je správně umístěn na opasku nebo vestě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž pouzdra:

- Použijte přiložený Vibratite k zajištění montážního hardwaru na místě.
- Můžete montovat pouzdro vertikálně, horizontálně, nakloněně nebo obráceně podle potřeby.
- Ujistěte se, že je pouzdro pevně připevněno k vašemu služebnímu opasku nebo MOLLE/PALS příslušenství.

2. Použití pouzdra:

- Uchopte vystavenou část tourniquetu.
- Rychlým tahem uvolněte tourniquet z pouzdra.
- V případě potřeby použijte další ruku k podpoře stabilizace.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pouzdro a tourniquet na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pouzdro podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro životní prostředí.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na zákaznickou podporu výrobce. Všechny produkty Eleven 10® jsou navrženy, vyráběny a sestavovány v USA a splňují všechny příslušné bezpečnostní normy. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se neváhejte obrátit na příslušné orgány a zkontrolujte aktualizace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání RIGID TQ CASE.