

TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT COYOTE

The Eleven 10® Tourniquet / Self-Aid Pouch can hold a SOF-T®T Wide Tourniquet and accommodates a QuikClot® Combat Gauze Dressing. It can be worn on your duty belt (vertical or horizontal) or you can utilize the included Malice Clips to mount it (vertical only) to any MOLLE/PALS webbing. The pouch has a cross patch to identify it as “medical” and allows you to carry the life-saving equipment you need on your belt where it belongs. Holds the SOF-T®T Wide Tourniquet with or without QuikClot® Combat Gauze Medical Identifying PVC Cross Patch included Velcro® and Snap Closure Fits a Duty Belt or can be attached to MOLLE/PALS using the included Malice Clips Can be mounted vertically or horizontally on belt, vertical only with Malice Clips Made with 1000D Cordura All of Eleven 10®’s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT COYOTE
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043740
- Mfr. No.: E10-1005M-CYT
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 700615669752

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TOURNIQUET/SELFAID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT COYOTE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10](#)
- [Suomi: TOURNIQUET/SELFAID POUCH KÄYTTÖOHJE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Diese Tasche ist speziell dafür entwickelt worden, einen SOFT®T Wide Tourniquet und QuikClot® Combat Gauze Dressing sicher zu halten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt und vollständig ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Missbrauch oder Unfälle zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufupdates.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie mit den grundlegenden Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass der Tourniquet ordnungsgemäß im Pouch verstaut ist, um eine schnelle Entnahme zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Pouch an Stellen zu montieren, die die Beweglichkeit beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Pouch und der enthaltenen Ausrüstung auf mögliche Abnutzungserscheinungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Montage des Pouch

- Der Pouch kann entweder vertikal oder horizontal an Ihrem Dienstgürtel getragen werden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Malice Clips, um den Pouch (nur vertikal) an jedem MOLLE/PALS-Webbing zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Pouch sicher befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.

Verwendung des Pouch

- Öffnen Sie den Pouch mit dem Velcro® und Snap-Verschluss.
- Entnehmen Sie den SOFT®T Wide Tourniquet oder das QuikClot® Combat Gauze Dressing bei Bedarf.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur Anwendung des Tourniquets oder der Wundauflage, um die bestmögliche Erste Hilfe zu gewährleisten.
- Nach der Anwendung sollten Sie den Pouch wieder sicher schließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Pouch und dessen Inhalt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt, wenden Sie sich bitte an den

entsprechenden Kontaktpunkt in der EU.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for TOURNIQUET/SELF AID POUCH W/MOLLE ATTACHMENT COYOTE

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. This product is designed to hold essential medical equipment, including the SOFT®T Wide Tourniquet and QuikClot® Combat Gauze Dressing. It is crucial to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose, which is to carry medical supplies.
- Regularly inspect the pouch and its contents for any signs of damage or wear.
- Keep the pouch out of reach of children unless under adult supervision.
- Always check for product recalls or safety notices via the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the pouch is securely attached to your duty belt or MOLLE/PALS webbing before use.
- Avoid overloading the pouch beyond its intended capacity to prevent damage.
- Be cautious when handling medical supplies to avoid injury.
- Familiarize yourself with the contents of the pouch and how to use them before an emergency arises.
- If you are not trained in first aid, seek proper training before attempting to use the medical supplies.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- To attach the pouch to your duty belt:
 - Slide the pouch onto the belt either vertically or horizontally.
- To attach the pouch to MOLLE/PALS webbing:
 - Use the included Malice Clips to mount the pouch vertically.
 - Ensure that the clips are securely fastened to prevent accidental detachment.

Usage

- In case of an emergency, quickly access the pouch and its contents.
- Follow the specific instructions for each medical item included in the pouch.
- After use, if any items are damaged or used, replace them immediately to ensure readiness for future emergencies.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch and its contents in accordance with local regulations.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling materials if possible.
- Ensure that all medical supplies are disposed of safely to prevent harm to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch,

please refer to the appropriate contact points provided by the manufacturer.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de secours / garrot Eleven 10. Ce produit est conçu pour vous aider à transporter votre équipement médical essentiel de manière sécurisée et accessible. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des signes de dommages ou d'usure.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement le garrot SOFT®T Wide et le bandage QuikClot® Combat Gauze recommandés avec ce produit.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'attacher la pochette à votre ceinture ou à un système MOLLE/PALS, assurez-vous que les clips Malice sont correctement fixés.
- Ne pas surcharger la pochette avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre son intégrité ou sa fonctionnalité.
- En cas d'urgence, familiarisez-vous avec l'emplacement du garrot et du bandage à l'intérieur de la pochette.
- Ne pas utiliser la pochette pour transporter des produits non médicaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation à la Ceinture :

- La pochette peut être portée sur votre ceinture de service, soit de manière verticale, soit horizontale.
- Pour une fixation verticale, utilisez les clips Malice fournis.
- Assurez-vous que la pochette est solidement attachée avant de l'utiliser.

2. Accès à l'Équipement :

- Ouvrez la pochette en utilisant la fermeture Velcro® pour accéder au garrot et au bandage.
- Assurez-vous de bien refermer la pochette après utilisation pour éviter toute contamination.

3. Identification Médicale :

- La pochette est dotée d'un patch en croix pour indiquer qu'elle contient du matériel médical.
- Placez la pochette à un endroit facilement accessible pour une utilisation rapide en cas d'urgence.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la pochette ou son contenu arrive en fin de vie, éliminez-la de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des équipements médicaux.

- Si le produit est endommagé, suivez les directives de votre autorité locale pour le traitement des déchets médicaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités compétentes ou le site web de la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et la sécurité des produits.

Merci d'utiliser la pochette de secours / garrot Eleven 10. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser ce produit de manière efficace et sécurisée.

TOURNIQUET/SELF AID POUCH KÄYTTÖOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kuljettaa elintärkeitä ensiapuvälineitä, kuten SOFT®T Wide Tourniquetia ja QuikClot® Combat Gauze Dressingia. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Säilytä tuote pois lasten ulottuvilta, ellei tuote ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä ensiapuvälineiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että pussissa on oikeat välineet ennen kuin lähdet matkaan.
- Käytä Malice Clips klipsejä vain pystysuoraan kiinnittämiseen, ellei toisin mainita.
- Älä yritä käyttää tuotetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta ensiaputoimenpiteistä.
- Älä käytä tuotetta vaarallisissa tai epätavallisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin kiinnittäminen vyölle:

- Kiinnitä pussi vyösi päälle joko pystysuoraan tai vaakasuoraan, riippuen siitä, miten haluat sen sijoittaa.
- Käytä Malice Clips klipsejä pystysuoraan kiinnittämiseen. Varmista, että klipsit ovat tiukasti paikallaan.

2. Välineiden käyttö:

- Ota SOFT®T Wide Tourniquet pussista tarvittaessa.
- Jos käytät QuikClot® Combat Gauze Dressingia, varmista, että se on helposti saatavilla pussista.

3. Pussin huolto:

- Pidä pussi puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.
- Vaihda tarvittaessa vanhentuneet tai vaurioituneet välineet.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön haitallisella tavalla.
- Mikäli tuote on vaurioitunut tai käyttökelvoton, hävitä se turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero käytettävissäsi, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Pidä tämä käyttöohje mukana ja varmista, että kaikki

käyttäjät ovat tietoisia tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta.

Návod k bezpečnému použití

TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10. Je navržen tak, aby splňoval evropské standardy bezpečnosti a aby uživatelé mohli produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození produktu jej nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt správně upevněn na opasku nebo MOLLE/PALS.
- Zajistěte, aby byl tourniquet snadno dostupný v případě nouze.
- Ujistěte se, že identifikační PVC křížová nášivka je viditelná a čitelná.
- Nepoužívejte produkt, pokud je znečištěný nebo poškozený.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevnění na opasek:

- Produkt může být nošen vertikálně nebo horizontálně na služebním opasku.
- Ujistěte se, že je produkt pevně upevněn a bezpečně drží.

2. Upevnění pomocí klipů Malice:

- Pokud používáte klipy Malice, připevněte produkt pouze vertikálně k MOLLE/PALS webbing.
- Zkontrolujte, zda jsou klipy správně uchyceny a produkt je stabilní.

3. Kontrola obsahu:

- Pravidelně kontrolujte, zda je tourniquet SOFT®T a obvaz QuikClot® Combat Gauze v dobrém stavu a připraven k použití.
- V případě potřeby vyměňte nebo doplňte obsah.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10 a ochráníte sebe i ostatní. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů neváhejte vyhledat odbornou pomoc.