

TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT BLACK

The Eleven 10® Tourniquet / Self-Aid Pouch can hold a SOF-T®T Wide Tourniquet and accommodates a QuikClot® Combat Gauze Dressing. It can be worn on your duty belt (vertical or horizontal) or you can utilize the included Malice Clips to mount it (vertical only) to any MOLLE/PALS webbing. The pouch has a cross patch to identify it as “medical” and allows you to carry the life-saving equipment you need on your belt where it belongs. Holds the SOF-T®T Wide Tourniquet with or without QuikClot® Combat Gauze Medical Identifying PVC Cross Patch included Velcro® and Snap Closure Fits a Duty Belt or can be attached to MOLLE/PALS using the included Malice Clips Can be mounted vertically or horizontally on belt, vertical only with Malice Clips Made with 1000D Cordura All of Eleven 10®’s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT BLACK
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043743
- Mfr. No.: E10-1005B-BLK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 700615669707

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Garrot/ Poche de Secours Eleven 10](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10](#)
- [Suomi: TOURNIQUET/SELFAID POUCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k použití a pokyny pro bezpečnost](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir im Notfall zu helfen und die lebensrettende Ausrüstung sicher und zugänglich zu halten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es sei denn, es wird unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet.
- Halte das Produkt sauber und trocken, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Informiere dich über die Verwendung des Tourniquets und die ErsteHilfeMaßnahmen, bevor du es benötigst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Tourniquet nur in Notfallsituationen, in denen eine Blutung kontrolliert werden muss.
- Achte darauf, das Tourniquet nicht über einer Wunde anzuwenden, die nicht blutet.
- Übe die Anwendung des Tourniquets regelmäßig, um im Ernstfall schnell und sicher handeln zu können.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achte darauf, dass das Produkt korrekt am Gürtel oder MOLLE/PALSWebbing befestigt ist, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Befestigung am Gürtel:

- Du kannst das Tourniquet / SelfAid Pouch entweder vertikal oder horizontal an deinem Dienstgürtel tragen.
- Stelle sicher, dass der Velcro® und SnapVerschluss fest sitzt.

2. Befestigung an MOLLE/PALSWebbing:

- Verwende die mitgelieferten Malice Clips, um das Pouch nur vertikal an jedem MOLLE/PALSWebbing zu befestigen.
- Achte darauf, dass die Clips sicher und fest sitzen.

3. Verwendung des Tourniquets:

- Im Notfall ziehe das Tourniquet heraus und folge den Anweisungen zur Anwendung, um die Blutung zu stoppen.
- Achte darauf, das KreuzPatch zu erkennen, das anzeigt, dass es sich um medizinische Ausrüstung handelt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um Missbrauch zu vermeiden.

verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt oder besuche die offizielle Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Der Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch ist ein wichtiges Werkzeug für die Erste Hilfe. Die richtige Verwendung und regelmäßige Übung sind entscheidend, um in Notfallsituationen effektiv handeln zu können. Bitte beachte alle oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch with Belt Attachment. This product is designed to provide you with essential medical supplies in emergencies. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure the pouch is securely attached to your belt or MOLLE/PALS webbing before use.
- Regularly inspect the pouch and its contents for any signs of damage or wear.
- Keep the pouch in a location that is easily accessible in case of an emergency.
- Ensure that all users are trained in the proper use of the tourniquet and related medical supplies.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**

- Improper attachment may lead to loss of the pouch during movement.
- Using a damaged tourniquet or gauze can result in ineffective treatment.
- The pouch should not be used for purposes other than intended.

- **Avoiding Hazards:**

- Ensure the pouch is attached securely to prevent it from falling off.
- Do not store the pouch in extreme temperatures or damp environments.
- Always check the expiration dates on medical supplies within the pouch.
- Follow the instructions provided with the tourniquet and gauze for proper application.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is intended for use by adults or under adult supervision for minors.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

- The pouch can be worn on your duty belt either vertically or horizontally.
- To attach using Malice Clips (for vertical mounting only):
 1. Align the Malice Clips with the MOLLE/PALS webbing.
 2. Insert the clips through the webbing and secure them by sliding them back to lock in place.

- **Usage:**

- In an emergency, quickly access the tourniquet by unfastening the pouch's Velcro® and snap closure.
- Follow the instructions included with the SOFT®T Wide Tourniquet for proper application.
- Ensure that the QuikClot® Combat Gauze Dressing is applied as per the instructions provided.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch and its contents according to local regulations for medical waste.
- If the pouch is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a way that prevents accidental use by others.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

Thank you for prioritizing safety and preparedness with the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch.

Guide de Sécurité pour le Garrot/ Poche de Secours Eleven 10

Introduction

Merci d'avoir choisi le Garrot / Poche de Secours Eleven 10. Ce produit est conçu pour vous fournir un accès rapide à un équipement de premiers secours essentiel. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poche et du garrot pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le garrot SOFT®T Wide avec le bandage QuikClot® Combat Gauze fourni.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des signes de détérioration.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Ne pas utiliser la poche pour transporter des objets autres que ceux pour lesquels elle est conçue.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- La poche peut être fixée à votre ceinture de service (verticale ou horizontale).
- Pour une fixation verticale, utilisez les clips Malice inclus.
- Assurez-vous que la poche est bien accrochée et ne peut pas se détacher facilement.

Utilisation

- Pour accéder au garrot, ouvrez la fermeture Velcro® et à pression.
- Retirez le garrot et suivez les instructions d'utilisation fournies avec le garrot.
- Après utilisation, rangez le garrot dans la poche pour garantir sa protection.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers si des parties sont endommagées.
- Consultez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'utiliser le Garrot / Poche de Secours Eleven 10. Votre sécurité est notre priorité.

Bruksanvisning for TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Dette produktet er designet for å gi deg enkel tilgang til livsviktig medisinsk utstyr, inkludert en SOFT®T Wide Tourniquet og QuikClot® Combat Gauze Dressing. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Følg alle instruksjoner nøye for å sikre sikker bruk.
- Hvis du oppdager at produktet er skadet eller ikke fungerer som forventet, må du ikke bruke det, og rapportere det til myndighetene.
- Hold deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk aldri produktet i situasjoner der det kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Unngå å bruke produktet på personer med allergi mot materialene i produktet.
- Sørg for at tourniquetet er korrekt plassert og strammet for å oppnå ønsket effekt.
- Unngå å bruke produktet på åpne sår uten å følge passende førstehjelpsprosedyrer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av pouch

1. **Beltet:** Fest pouchen på tjenestebeltet ditt (kan monteres vertikalt eller horisontalt).
2. **MOLLE/PALS webbing:** Hvis du bruker Malice Clips, fest pouchen vertikalt til enhver MOLLE/PALS webbing.
3. **Sjekk festet:** Sørg for at pouchen sitter sikkert før bruk.

Bruk av pouch

1. **Tilgang til utstyr:** Åpne pouchen ved hjelp av Velcro® og trykknapplukking for å få tilgang til tourniquetet og QuikClot® Combat Gauze.
2. **Bruk av tourniquet:** Følg instruksjonene på tourniquetet for korrekt påføring.
3. **Oppbevaring:** Etter bruk, sørg for at pouchen er lukket og oppbevart på et trygt sted.

Avhending av produktet

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det avhendes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av medisinsk utstyr.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk, eller andre bekymringer, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for en mer effektiv assistanse.

Vennligst merk at dette produktet er designet, produsert, og montert i USA, og oppfyller relevante sikkerhetsstandarder. Din sikkerhet er viktig, så vær oppmerksom på alle retningslinjer for å sikre trygg bruk av produktet.

TOURNIQUET/SELF AID POUCH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussi tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan ensiapua hätätilanteissa. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei pussissa ole näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Pidä se lasten ulottumattomissa.
- Jos tuote aiheuttaa allergisia reaktioita tai muita haittavaikutuksia, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä pussia vain suunniteltuun tarkoitukseen, eli ensiapuvälineiden kuljettamiseen.
- Varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet on oikein sijoitettu pussiin.
- Älä käytä pussin kiinnitysmekanismeja, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että pussi on kunnolla kiinnitetty vyöhön tai MOLLE/PALSverkkokudokseen ennen käyttöä.
- Jos käytät Malice Clips klipsejä, varmista, että ne on kiinnitetty oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pussin kiinnittäminen vyöhön:

- Voit kiinnittää pussin pystysuoraan tai vaakasuoraan vyöhön.
- Jos käytät Malice Clips klipsejä, varmista, että kiinnitys on vain pystysuorassa asennossa.

2. Pussin käyttö:

- Avaa pussi ja varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet ja QuikClot® Combat Gauze ovat saatavilla.
- Käytä pussin ristikuvioita tunnistaaksesi sen lääkinälliseksi varusteeksi.

3. Säilytys:

- Säilytä pussi vyössäsi tai MOLLE/PALSverkkokudoksessa, jotta se on helposti saatavilla hätätilanteessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset käytetyn tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset ostotodistukset mukana.

Huomautuksia

- Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa.
- Tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja se on pidettävä lasten ulottumattomissa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Návod k použití a pokyny pro bezpečnost

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Pouch Eleven 10® pro tourniquet a první pomoc. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování život zachraňujícího vybavení. Prosím, přečtěte si tento návod pečlivě a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Informujte se o správném použití tourniquetu a první pomoci.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nasazování na opasek se ujistěte, že je bezpečně připevněn.
- Používejte klipy Malice pouze pro vertikální uchycení.
- Zkontrolujte, zda je tourniquet správně umístěn v pouzdře a není poškozen.
- Při používání výrobku v terénu zkontrolujte, zda je pouzdro čisté a suché.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace na opasek:

- Produkt můžete nosit na služebním opasku vertikálně nebo horizontálně.
- Pro vertikální uchycení použijte přiložené klipy Malice.
- Ujistěte se, že je pouzdro pevně připevněno a neklouže.

2. Uložení tourniquetu:

- Umístěte široký tourniquet SOFT®T do pouzdra.
- Pokud používáte QuikClot® Combat Gauze, ujistěte se, že je správně umístěna vedle tourniquetu.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro správně uzavřeno pomocí suchého zipu® a patentky.

3. Použití v případě nouze:

- V případě potřeby použijte tourniquet podle pokynů pro první pomoc.
- Ujistěte se, že máte přístup k dalším potřebným zdravotnickým pomůckám.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho bezpečně, aby nedošlo k nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat efektivní pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu.