

TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT RANGER GREEN

The Eleven 10® Tourniquet / Self-Aid Pouch can hold a SOF-T®T Wide Tourniquet and accommodates a QuikClot® Combat Gauze Dressing. It can be worn on your duty belt (vertical or horizontal) or you can utilize the included Malice Clips to mount it (vertical only) to any MOLLE/PALS webbing. The pouch has a cross patch to identify it as “medical” and allows you to carry the life-saving equipment you need on your belt where it belongs. Holds the SOF-T®T Wide Tourniquet with or without QuikClot® Combat Gauze Medical Identifying PVC Cross Patch included Velcro® and Snap Closure Fits a Duty Belt or can be attached to MOLLE/PALS using the included Malice Clips Can be mounted vertically or horizontally on belt, vertical only with Malice Clips Made with 1000D Cordura All of Eleven 10®’s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT RANGER GREEN
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043745
- Mfr. No.: E10-1005B-RGR
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 700615669738

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10](#)
- [Suomi: TOURNIQUET/SELFAID POUCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání Pouch Eleven 10® pro tourniquet](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen im Notfall die notwendige Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort auf, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt noch funktionsfähig ist und die Materialien intakt sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Tourniquet nur, wenn es notwendig ist, um lebensbedrohliche Blutungen zu stoppen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur Anwendung des Tourniquets sorgfältig befolgen.
- Üben Sie den Umgang mit dem Tourniquet in einer sicheren Umgebung, um im Notfall vorbereitet zu sein.
- Tragen Sie das Produkt an einem leicht zugänglichen Ort, damit Sie es schnell erreichen können.
- Achten Sie darauf, dass das KreuzPatch korrekt angebracht ist, um im Notfall schnell identifiziert zu werden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Befestigung an einem Dienstgürtel:

- Sie können das Tourniquet / SelfAid Pouch entweder vertikal oder horizontal an Ihrem Dienstgürtel tragen.
- Wenn Sie die mitgelieferten Malice Clips verwenden, stellen Sie sicher, dass diese nur für die vertikale Montage verwendet werden.

2. Befestigung an MOLLE/PALSWebbing:

- Verwenden Sie die Malice Clips, um das Pouch sicher an jedem MOLLE/PALSWebbing zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass das Pouch fest sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Verwendung des Tourniquets:

- Im Notfall ziehen Sie das Tourniquet aus der Tasche und folgen Sie den spezifischen Anweisungen zur Anwendung.
- Stellen Sie sicher, dass das Tourniquet fest genug angezogen wird, um die Blutung zu stoppen, aber nicht so fest, dass es Gewebe schädigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise, um die Sicherheit und Wirksamkeit Ihres Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. This product is designed to hold a SOFT®T Wide Tourniquet and a QuikClot® Combat Gauze Dressing, providing essential medical support when needed. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is used only for its intended purpose.
- Always check the product for any signs of damage or wear before use.
- Keep the pouch and its contents out of reach of children to prevent accidental use.
- Store the pouch in a dry, cool place away from direct sunlight to maintain the integrity of the materials.
- Regularly inspect the pouch and its contents for expiration dates and signs of deterioration.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tourniquet only in emergency situations where severe bleeding occurs.
- Ensure that you have received proper training on how to use the tourniquet and other medical supplies.
- Do not use the pouch or its contents if they are damaged or expired.
- Avoid placing the pouch in locations where it may be crushed or damaged.
- Be aware of the potential risks associated with improper use of medical supplies.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- The Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch can be worn on your duty belt either vertically or horizontally.
- To attach using the included Malice Clips, follow these steps:
 1. Identify the MOLLE/PALS webbing where you want to mount the pouch.
 2. Insert the Malice Clip through the webbing and secure it in place.
 3. Ensure that the pouch is mounted vertically when using Malice Clips.

Usage

- To access the contents:
 1. Open the pouch using the Velcro® and Snap Closure.
 2. Remove the SOFT®T Wide Tourniquet and/or QuikClot® Combat Gauze Dressing as needed.
- After use, ensure that the pouch is properly closed to protect the contents.
- Regularly practice accessing the contents of the pouch to ensure quick retrieval in emergencies.

Disposal Instructions

- Dispose of any expired or damaged medical supplies according to local regulations.
- The pouch itself can be disposed of in regular waste unless otherwise specified by local disposal guidelines.
- Recycle materials when possible, following local recycling protocols.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

Thank you for prioritizing safety and preparedness with the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Your commitment to responsible use can make a significant difference in emergency situations.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de secours / garrot Eleven 10. Ce produit est conçu pour vous aider à transporter l'équipement médical essentiel de manière sécurisée et accessible. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le produit si des dommages sont visibles.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour et les rappels de sécurité concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la pochette uniquement pour son usage prévu, qui est de transporter un garrot SOFT®T Wide et un bandage QuikClot® Combat Gauze.
- Évitez de soumettre la pochette à des charges excessives qui pourraient altérer son intégrité.
- Ne pas exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Assurez-vous que la pochette est correctement fixée à votre ceinture ou à un système MOLLE/PALS avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation à la Ceinture :

- Pour porter la pochette sur votre ceinture de service, glissez-la simplement sur la ceinture en position verticale ou horizontale.
- Si vous utilisez des clips Malice, assurez-vous qu'ils sont bien fixés et que la pochette est en position verticale.

2. Transport de l'Équipement :

- Placez le garrot SOFT®T Wide et le bandage QuikClot® Combat Gauze à l'intérieur de la pochette.
- Vérifiez que le patch en croix est visible pour indiquer que la pochette contient des équipements médicaux.

3. Fermeture :

- Assurez-vous que la fermeture Velcro® et à pression est bien sécurisée pour éviter que le contenu ne tombe.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la pochette est usée ou endommagée, disposez-en de manière responsable. Ne jetez pas le produit dans des poubelles non réglementées.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements médicaux et suivez-les.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre pochette de secours / garrot Eleven 10, veuillez contacter le support client d'Eleven 10. Ils sont disponibles pour vous aider avec toutes vos demandes.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité.

Bruksanvisning for TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10

Innledning

Takk for at du valgte Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Dette produktet er designet for å holde livsviktig førstehjelpsutstyr lett tilgjengelig. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og håndtering.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet rent og tørt for å sikre at det fungerer som det skal.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- For å unngå skade, sørg for at tourniquet'en er korrekt plassert og strammet.
- Unngå å bruke produktet på områder med eksisterende skader eller sår.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige helseproblemer.
- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering på belte:

- Fest pouches til beltet ved å bruke Velcro® eller trykknappåpning.
- For vertikal montering, bruk de medfølgende Malice Clips for å feste pouches til MOLLE/PALS webbing.
- For horisontal montering, plasser pouches direkte på belte.

2. Bruk av produktene:

- Åpne pouches ved å bruke trykknappen eller dra i Velcro®.
- Ta ut SOFT®T Wide Tourniquet og QuikClot® Combat Gauze Dressing ved behov.
- Følg instruksjonene på produktene for korrekt bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kan brukes av andre etter at det er kastet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi håper at denne bruksanvisningen har vært nyttig. Takk for at du bruker Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Din sikkerhet er vår prioritet.

TOURNIQUET/SELFAID POUCH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussi tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu ensiaputarvikkeeksi, joka mahdollistaa SOFT®T Wide Tourniquetin ja QuikClot® Combat Gauze Dressingin kuljettamisen turvallisesti ja kätevästi. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai käytetty aiemmin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on käyttövalmis.
- Ilmoita viranomaisille epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että tourniquet on helposti saatavilla hätätilanteissa.
- Käytä pussia vain sen tarkoitetulla tavalla, eli SOFT®T Wide Tourniquetin ja QuikClot® Combat Gauze Dressingin kuljettamiseen.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja tehokkuutta.
- Varmista, että pussi on kiinnitetty tukevasti vyöhön tai MOLLE/PALSverkkokudokseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen valmistelu:

- Tarkista, että pussi on tyhjennetty ja puhdas.
- Varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet ja QuikClot® Combat Gauze ovat mukana.

2. Kiinnitys vyöhön:

- Voit kiinnittää pussin pystysuoraan tai vaakasuoraan vyöhön.
- Käytä mukana tulevia Malice Clips klipsejä pystysuoraan kiinnittämiseen MOLLE/PALSverkkokudokseen.
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei pääse liikkumaan.

3. Tuotteen käyttö:

- Ota pussi käyttöön hätätilanteessa ja varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet on helposti saatavilla.
- Seuraa tuotteeseen liitettyjä käyttöohjeita ja varmista, että käytät tuotteita oikein.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulee suorittaa paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista aina tarkistaa mahdolliset tuote ja turvallisuustiedotteet.

Huomioithan, että tämä tuote on suunniteltu ensiapukäyttöön ja sen tulee olla helposti saatavilla hätätilanteissa. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Návod na bezpečné používání Pouch Eleven 10® pro tourniquet

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Pouch Eleven 10® pro tourniquet. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování a snadný přístup k život zachraňujícímu vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze k určenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte Pouch na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte Pouch mimo dosah dětí, pokud není používán.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na zákaznickou podporu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pouch je určen pro nošení na služebním opasku nebo na MOLLE/PALS webbing.
- Při připevnění na opasek zajistěte, aby byl Pouch bezpečně uchycen, a to buď vertikálně, nebo horizontálně.
- Používejte přiložené klipy Malice pouze pro vertikální uchycení na MOLLE/PALS.
- Nepoužívejte Pouch, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při manipulaci s tourniquetem a obvazem QuikClot® Combat Gauze dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace na opasek:

- Ujistěte se, že je opasek čistý a bez překážek.
- Umístěte Pouch na požadované místo na opasku.
- Zajistěte Pouch pomocí suchého zipu a patentku.
- Pokud používáte klipy Malice, upevněte je podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Před použitím Pouch zkontrolujte, zda je správně upevněn.
- Otevřete Pouch pomocí suchého zipu.
- Vytáhněte tourniquet a obvaz QuikClot® Combat Gauze podle potřeby.
- Po použití Pouch uzavřete a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.

Pokyny pro likvidaci

- Pouch a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je Pouch poškozen, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Pouch Eleven 10® pro tourniquet. Dodržováním těchto pokynů zajistíte, že budete moci efektivně a bezpečně používat tento život zachraňující produkt.