

TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT MULTICAM

The Eleven 10® Tourniquet / Self-Aid Pouch can hold a SOF-T®T Wide Tourniquet and accommodates a QuikClot® Combat Gauze Dressing. It can be worn on your duty belt (vertical or horizontal) or you can utilize the included Malice Clips to mount it (vertical only) to any MOLLE/PALS webbing. The pouch has a cross patch to identify it as “medical” and allows you to carry the life-saving equipment you need on your belt where it belongs. Holds the SOF-T®T Wide Tourniquet with or without QuikClot® Combat Gauze Medical Identifying PVC Cross Patch included Velcro® and Snap Closure Fits a Duty Belt or can be attached to MOLLE/PALS using the included Malice Clips Can be mounted vertically or horizontally on belt, vertical only with Malice Clips Made with 1000D Cordura All of Eleven 10®’s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: TOURNIQUET/SELF-AID POUCH W/BELT ATTACHMENT MULTICAM
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043746
- Mfr. No.: E10-1005B-MTC
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 700615669721

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [English: Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch](#)
- [Suomi: TOURNIQUET/SELFAID POUCH ELEVEN 10 Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des Eleven 10 Tourniquet / SelfAid Pouch

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch! Dieses Produkt wurde entwickelt, um lebensrettende Ausrüstung sicher und bequem zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und alle Vorteile optimal nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur Verwendung und Installation genau befolgen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um die Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Tourniquet / SelfAid Pouch nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher am Dienstgürtel oder an MOLLE/PALSWebbing befestigt ist.
- Tragen Sie das Produkt so, dass es im Notfall schnell zugänglich ist.
- Verwenden Sie das QuikClot® Combat Gauze Dressing nur in Kombination mit dem SOFT®T Wide Tourniquet, um die bestmögliche Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Wenn Sie das Produkt an Ihrem Gürtel tragen, stellen Sie sicher, dass es nicht zu locker oder zu fest sitzt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Befestigung an einem Dienstgürtel:

- Führen Sie die Schlaufen des Tourniquet / SelfAid Pouch durch die Gürtelschlaufen Ihres Dienstgürtels.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher und stabil sitzt, entweder vertikal oder horizontal.

2. Befestigung an MOLLE/PALSWebbing:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Malice Clips, um die Tasche vertikal an jedem MOLLE/PALSWebbing zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Clips fest eingeklinkt sind, um ein Verrutschen zu verhindern.

3. Zugriff auf die Ausrüstung:

- Üben Sie den Zugriff auf das Tourniquet und das QuikClot® Combat Gauze Dressing, um sicherzustellen, dass Sie im Notfall schnell handeln können.

4. Kennzeichnung:

- Nutzen Sie das medizinische IdentifikationsPVCKreuzPatch, um die Tasche als "medizinisch" zu kennzeichnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist, bevor Sie es entsorgen, um sicherzustellen, dass es keine Gefahren für die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit darstellt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers. Alle Produkte von Eleven 10® sind in den USA entworfen, hergestellt und montiert.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. This product is designed to securely hold a SOFT®T Wide Tourniquet and a QuikClot® Combat Gauze Dressing, providing essential medical support when you need it most. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the pouch is securely attached to your duty belt or MOLLE/PALS webbing before use.
- Regularly inspect the pouch and its contents for any signs of wear or damage.
- Store the pouch in a location that is easily accessible in case of emergencies.
- Keep the pouch away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to maintain the integrity of the materials.
- Always check for product recalls or safety updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is intended for use by adults and trained personnel. It is not suitable for children.
- Do not use the pouch for any purpose other than its intended use as a medical supply holder.
- Ensure that the medical supplies stored in the pouch are within their expiration dates and in good condition.
- If the pouch or its contents are used in an emergency situation, seek professional medical assistance as soon as possible.
- Be aware of the potential hazards associated with improper use of the tourniquet, including injury or ineffective bleeding control.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Attaching to Duty Belt:

- The pouch can be worn vertically or horizontally on your duty belt.
- Slide the pouch onto the belt ensuring a secure fit.

2. Attaching to MOLLE/PALS Webbing:

- Use the included Malice Clips to mount the pouch vertically only.
- Thread the Malice Clips through the webbing and secure them firmly.

Usage

1. Accessing Medical Supplies:

- Open the pouch using the Velcro® and snap closure.
- Remove the SOFT®T Wide Tourniquet and QuikClot® Combat Gauze Dressing as needed.

2. Applying the Tourniquet:

- Follow the instructions provided with the tourniquet for proper application.
- Ensure that the tourniquet is applied above the injury site and tightened sufficiently to control bleeding.

3. Using QuikClot® Combat Gauze:

- Follow the instructions provided with the gauze dressing for effective application.
- Ensure that the gauze is applied directly to the wound and secured properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any expired or damaged medical supplies in accordance with local regulations.
- The pouch itself can be disposed of in regular household waste unless otherwise specified by local waste management guidelines.
- If the pouch is damaged or no longer functional, please replace it to ensure continued safety and effectiveness.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. It is important to have access to support for any safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Always prioritize safety and preparedness in medical emergencies.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Secours / Garrot Eleven 10

Introduction

La pochette de secours / garrot Eleven 10® est conçue pour contenir un garrot SOFT®T Wide et un bandage QuikClot® Combat Gauze. Elle est essentielle pour un accès rapide à l'équipement médical en cas d'urgence. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette et de son contenu pour garantir leur bon fonctionnement.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel de la santé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pochette si elle est endommagée.
- Ne pas exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des conditions humides prolongées.
- Assurez-vous que le garrot et le bandage sont correctement installés avant usage.
- Évitez d'utiliser la pochette pour des fins autres que celles prévues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Fixation de la Pochette :

- La pochette peut être portée sur votre ceinture de service, soit verticalement, soit horizontalement.
- Utilisez les clips Malice fournis pour attacher la pochette à tout tissu MOLLE/PALS (vertical uniquement).

2. Accès au Contenu :

- Ouvrez la pochette en utilisant la fermeture Velcro® et à pression.
- Vérifiez que le garrot SOFT®T Wide et le bandage QuikClot® Combat Gauze sont en place et en bon état.

3. Utilisation du Garrot :

- En cas de besoin, suivez les instructions spécifiques pour l'application du garrot.
- Assurez-vous que le garrot est appliqué correctement pour une efficacité maximale.

4. Transport :

- Transportez la pochette uniquement sur une ceinture de service ou fixez-la à un système MOLLE/PALS à l'aide des clips Malice.
- Évitez de la porter dans des zones où elle pourrait être accrochée ou endommagée.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la pochette ou son contenu n'est plus utilisable, éliminez-les conformément aux réglementations

locales sur les déchets médicaux.

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Consultez les services de santé locaux pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Conclusion

La pochette de secours / garrot Eleven 10® est un outil vital pour la gestion des urgences. En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous garantiserez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez informé et prêt à agir en cas de besoin.

Bruksanvisning for Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Dette produktet er designet for å holde livsviktige førstehjelpsartikler lett tilgjengelig. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å unngå utilsiktet skade.
- Følg alltid instruksjonene i denne bruksanvisningen for å sikre trygg bruk.
- Hvis du oppdager at produktet er defekt eller skadet, slutt å bruke det umiddelbart og rapporter det til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun produktet som angitt i denne bruksanvisningen.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Hold produktet rent og tørt for å sikre at det fungerer effektivt.
- Ikke eksponer produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet, da dette kan påvirke materialets integritet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Montering på belte

- Du kan bære pungen vertikalt eller horisontalt på tjenestebeltet.
- For vertikal montering, bruk de medfølgende Malice Clips for å feste pungen til MOLLE/PALS webbing.
- For horisontal montering, plasser pungen direkte på beltet uten clips.

Bruk av produktet

- Åpne pungen ved å bruke Velcro® og trykknappene.
- Plasser SOFT®T Wide Tourniquet og QuikClot® Combat Gauze Dressing i pungen for enkel tilgang.
- Sørg for at innholdet er lett tilgjengelig i nødsituasjoner.

Avhendingsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det avhendes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avhending av plast og tekstilprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du valgte Eleven 10® Tourniquet / SelfAid Pouch. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

TOURNIQUET/SELF AID POUCH ELEVEN 10

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Eleven 10® Tourniquet / Itseapua Pussiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallisen ja tehokkaan tavan kuljettaa SOFT®T Wide Tourniquet ja QuikClot® Combat Gauze Dressing. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että SOFT®T Wide Tourniquet on oikein sijoitettu pussissa.
- Käytä Malice Clips klipsejä vain pystysuoraan kiinnittämiseen, ellei muuta ole mainittu.
- Vältä tuotteen kiinnittämistä paikkoihin, joissa se voi jäädä kiinni tai aiheuttaa vaaraa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen rakenne on heikentynyt.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus vyölle:**
 - Kiinnitä pussi vyöhön joko pystysuoraan tai vaakasuoraan, riippuen käytettävästä kiinnitystavasta.
 - Käytä mukana tulevia Malice Clips klipsejä vain pystysuoraan kiinnittämiseen.
- **Käyttö:**
 - Ota pussi vyöltä ja avaa se.
 - Tarkista, että SOFT®T Wide Tourniquet ja QuikClot® Combat Gauze ovat kunnolla pussissa.
 - Käytä tuotetta tarvittaessa ensiaputilanteessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Kaikki Eleven 10®:n tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja koottu Yhdysvalloissa.

Muista, että turvallisuutesi on tärkeintä. Käytä tätä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Pouch Eleven 10® pro tourniquet / první pomoc. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně uchovávat a používat život zachraňující vybavení. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující pokyny k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Produkt je určen pro dospělé a neměl by být používán dětmi bez dozoru dospělé osoby.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat a zlikvidujte jej podle pokynů uvedených v této příručce.
- Při používání produktu vždy dodržujte zásady první pomoci.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je pouch správně upevněn na opasku nebo MOLLE/PALS systému.
- Nepoužívejte pouch, pokud je zapínání na suchý zip® nebo patentka poškozeno.
- Pouch je navržen pro použití s tourniquetem SOFT®T a obvazem QuikClot® Combat Gauze. Nepoužívejte jiné typy obvazů nebo tourniquetů bez předchozí konzultace.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti o první pomoci a používání tourniquetu před tím, než jej použijete.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Upevnění na opasek:

- Pouch můžete nosit vertikálně nebo horizontálně na služebním opasku.
- Pokud používáte klipy Malice, upevněte pouch pouze vertikálně na MOLLE/PALS webbing.

2. Kontrola obsahu:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pouch správně naplněn a zda obsahuje všechny potřebné položky.

3. Použití:

- V případě potřeby rychle vyjměte tourniquet nebo obvaz z pouch.
- Postupujte podle standardních postupů první pomoci při aplikaci tourniquetu.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen a nelze jej opravit, zlikvidujte jej jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací o bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontaktní bod v Evropské unii.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání Pouch Eleven 10® pro tourniquet

/ první pomoc.